

# Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010

## Таблица программ обжига °C

Version: 8; Date information prepared: 2016-02

Valid as of Software V4.0 for P310, P510 / V2.0 for P710 / V3.0 for EP 3010, EP 5010

Ivoclar Vivadent Таблица программ		Значения °C		B	S	t	T	H	V1	V2	L	tl	Г	Г	ИРТ -t*
Диапазоны значений для всех программ		MIN MAX		Темп. в режиме ожидания °C	Время закрытия (мин:с)	Увеличение температуры °C	Удержание температуры °C	Время выдержки (ч:мин:с)	Вакуум вкл °C	Вакуум выкл °C	Долговременное охлаждение °C	Градиент остывания °C	[°C]	[ч:мин:с]	ИРТ режим
				100	00:18	10	100	00:00:00	0	0	0	0	0	0	00:00
				700	30:00	140	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-
<b>Группы материалов</b>	<b>P.Nr.</b>														
<b>IPS Style</b>	1	1й/2й обжиг опакера 870	m.V.	403	04:00	100	870	01:00	450	869	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	2	1й / 2й обжиг опакера 960	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	3	1й / 2й обжиг плечевой массы	m.V.	403	06:00	60	840	01:30	450	839	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	4	1й обжиг дентина/реж край/Однократный	m.V.	403	06:00	60	790	01:00	450	789	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	5	2й обжиг дентина/реж край/Однократный	m.V.	403	06:00	60	780	01:00	450	779	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	6	Обжиг красителей	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	7	Обжиг глазури/Корректир. обжиг глазури	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	8	Корректир. обжиг после обжига глазури	m.V.	403	06:00	60	690	01:00	450	689	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
<b>IPS InLine</b>	21	1й / 2й обжиг порошкового опакера	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	22	1й / 2й обжиг пастообразного опакера	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	23	1й / 2й обжиг плечевой массы	m.V.	403	04:00	60	930	01:00	450	929	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	24	1й обжиг дентина/реж край	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	25	2й обжиг дентина/реж край	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	26	Корректиров. обжиг плечевой массы	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	27	Кор. обжиг после обжига дентина/реж край	m.V.	403	04:00	60	860	01:00	450	859	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	28	Обжиг красителей Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	29	Обжиг красителей InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	30	Обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	31	Обжиг глазури InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	32	Кор. обжиг после обжига глазури	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
<b>IPS Empress Esthetic + CAD</b>	41	Соединительный обжиг	m.V.	403	04:00	60	840	02:00	450	839	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	42	1й / 2й обжиг реж край/транспа массы	m.V.	403	04:00	60	830	02:00	450	829	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	43	Обжиг красителей Universal	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	44	Обжиг красителей Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	45	Обжиг глазури Universal	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	46	Обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	47	Корректировочный обжиг	m.V.	403	04:00	60	770	02:00	450	769	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
<b>IPS e.max Press техника окрашивания</b>	61	Обжиг красителей e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	62	Обжиг красителей Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	63	Обжиг глазури e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	64	Обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	65	Корректир. обжиг после обжига глазури	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
<b>IPS e.max Press техника наслоения</b>	81	Соединительный обжиг (основы)	m.V.	403	04:00	50	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	82	Соединительный обжиг характеристизация	m.V.	403	04:00	50	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	83	1й/2й обжиг дентина/реж край	m.V.	403	04:00	50	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	84	Обжиг красителей e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	85	Обжиг красителей Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	86	Обжиг глазури e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	87	Обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	88	Кор. обжиг + обжиг глазури e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	89	Кор. обжиг + обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	90	Кор. обжиг после обжига глазури	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
<b>IPS e.max ZirPress техника окрашивания</b>	101	Обжиг циркон. слоя ZirLiner перед wax-up	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	102	Обжиг глазури e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	103	Обжиг красителей Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	104	Обжиг глазури e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	105	Обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	106	Кор. обжиг после обжига глазури	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
<b>IPS e.max ZirPress техника наслоения</b>	121	Обжиг циркон. слоя ZirLiner перед wax-up	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	122	Соединительный обжиг (основы)	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	123	Соединительный обжиг характеристизация	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	124	1й/2й обжиг дентина/реж край	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	125	Обжиг красителей e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	126	Обжиг красителей Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	127	Обжиг глазури e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	128	Обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	129	Кор. обжиг + обжиг глазури e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	130	Кор. обжиг + обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	131	Кор. обжиг после обжига глазури	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
<b>IPS e.max ZirCAD + Ceram</b>	141	Обжиг циркон. слоя ZirLiner	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	142	1й/2й обжиг плечевой массы	m.V.	403	04:00	40	800	01:00	450	799	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	143	Соединительный обжиг характеристизация	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	144	1й/2й обжиг дентина/реж край	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	выкл	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	145	Обжиг красителей e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	146	Обжиг красителей Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	147	Обжиг глазури e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	148	Обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	149	Кор. обжиг + обжиг глазури e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	150	Кор. обжиг + обжиг глазури Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	151	Кор. обжиг после обжига глазури	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	выкл	выкл	00:00	Стандартный режим
	152	Восстановительный обжиг	a.V.	403	00:18	65	1050	15:00	aus	aus	750	25	выкл	00:00	выкл
<b>IPS e.max CAD Crystall/Glaze</b>	161	Кристаллизация LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	выкл	выкл	00:00	Режим кристаллизации
	162														