

Инструкции по технике безопасности при работе с искусственными зубами Candulor

PHYSIOSTAR NFC⁺ / PHYSIOSELECT TCR / PHYSIOSET TCR / PREFERENCE ACRYLIC /
PHYSIOSET CT



РУССКИЙ

Искусственными зубами Candulor

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо следить за сохранением достаточного объема зубов и соответствующего цветового эффекта. В связи с этим, рекомендуется соблюдать минимальную толщину слоя.

Минимальная толщина слоя для зубов из ПММА/композита:

- фронтальные зубы: мин. 2,5 мм
- боковые зубы: центральная фиссура мин. 2,0 мм, в верхушках бугров мин. 2,5 мм, в пришеечной области мин. 2,5 мм

Для долгого срока службы съёмных протезов в полости рта должны выполняться приведённые ниже условия:

- Планирование и изготовление протезов должно происходить в тесном сотрудничестве с врачом-стоматологом.
- Врач-стоматолог и зубной техник должны обеспечить адекватную окклюзию и артикуляцию.
- Зуботехнические изделия должны использоваться согласно указаниям производителя. Искусственные зубы не должны быть чрезмерно ослаблены в результате шлифовки.
- Для надёжного сцепления зубов из ПММА / композита с материалом базиса протеза каждый зуб следует тщательно обработать паром, придать шероховатость и смочить мономером. При использовании холодной полимеризации рекомендуется дополнительная механическая ретенция.

- Не рекомендуется нанесение глянцевого лака и спреев для чистки протезов..
- Зубы не должны непосредственно контактировать с высокой температурой и пламенем (напр., спиртовой горелкой).
- В процессе шлифовки следует избегать перегрева зубов в результате сильного давления.
- Протез следует чистить обычными, предлагаемыми в продаже средствами. Не допускать контакта с растворителями.
- При наличии аллергии на компоненты изделия следует отказаться от использования готовых искусственных зубов.
- При использовании материалов для облицовки коронок и мостовидных протезов следует соблюдать инструкции производителя.
- Для защиты от пыли необходимо надевать маску и по возможности использовать вытяжку.
- Для защиты глаз от повреждения стружкой при шлифовке следует надевать защитные очки.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возникновении серьёзных происшествий в связи с использованием изделия обратитесь в компанию CANDULOR AG, Boulevard Lilienthal 8, 8152 Glattpark (Opfikon), Швейцария, веб-сайт: www.candulor.com, и в орган медицинского надзора.

Паспорта безопасности приводятся на нашем сайте по адресу www.candulor.com.

CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8, 8152 Glattpark (Opfikon), Switzerland
T +41 (0)44 805 90 00 / F +41 (0)44 805 90 90
candulor@candulor.ch / www.candulor.com

Ред. 1
Дата: 2020-05-29

