

Зуботехническое литье

Дентальные супергипсы

MOLDANO

Универсальный гипс, твердый класс 3

Применение:

- изготовление диагностических моделей;
- модели для съемных протезов;
- модели для починок.

Преимущества:

- небольшой коэффициент расширения;
- хорошая текучесть;
- гладкая поверхность;
- надежность при обработке.



Цвет: голубой

Поставляемые формы	Артикул
коробка 18 кг (4 x 4,5 кг)	65870394

MOLDASTONE CN

Супертвердый синтетический гипс, класс 4

Молдастоун CN – это синтетический супертвердый гипс, с коэффициентом расширения 0.08%. Широко используется для изготовления рабочих моделей в модельном литье. Отличается высокой точностью воспроизведения и превосходной поверхностью.

Применение:

- отлично подходит для изготовления рабочих моделей в технике модельного литья

Преимущества:

- высокая плотность;
- зеркальная поверхность моделей.



Цвета: розовый, светло-коричневый,

Поставляемые формы	Артикул
коробка 18 кг (4 x 4,5 кг) светло-коричневый	66014745
коробка 18 кг (4 x 4,5 кг) розовый	66014744

MOLDASTONE

Тиксотропный супертвердый гипс, класс 4

Молдастоун – это синтетический супертвердый гипс, с коэффициентом расширения 0.08%. Применяется для изготовления распилочных моделей, а также моделей с высочайшей точностью при модельном литье. Наряду с высокими показателями прочности краев и устойчивости к царапинам позволяет легко определить границы препарирования вне зависимости от цвета гипса.

Преимущества:

- стойкость против царапин;
- прочность краев;
- отличная передача границ препарирования



Цвет: светло-коричневый

Поставляемые формы	Артикул
коробка 18 кг (4 x 4,5 кг)	65870408

- Применение:**
- отдельные культы;
 - разборные модели;
 - вкладки, накладки;
 - модели для точного литья.

MOLDASYNT

Супертвердый синтетический гипс, класс 4+



Цвета: светло-коричневый, розовый

Молдасинт – это синтетический экстратвердый гипс с коэффициентом расширения 0.08%. Обладает превосходными тиксотропными свойствами, благодаря чему идеально заполняет даже труднодоступные места оттисков.

Преимущества:

- экстремальная стойкость против царапин;
- экстремальная прочность краев;
- отличная передача границ препарирования;
- подходит для гальванотехники.

Применение:

- отдельные культы;
- разборные модели;
- вкладки, накладки;
- гальванотехника.

Поставляемые формы	Артикул
коробка 18 кг (4 x 4,5 кг) светло-коричневый	65870807
коробка 18 кг (4 x 4,5 кг) розовый	65870785