


CAD/CAM БЛОКИ

Обзор показаний

Показания	 IPS Empress® CAD	 IPS e.max® all ceramic all you need IPS		 Telio® CAD
		IPS e.max® CAD	IPS e.max® ZirCAD	
Тонкие виниры		✓		
Окклюзионные виниры		✓		
Виниры	✓	✓		
Inlays	✓	✓		
Onlays	✓	✓		
Частичные коронки	✓	✓		
Минимально инвазивные коронки (≥1 мм)		✓		
Коронки	✓	✓	✓	
Мостовидные протезы на 3 единицы (до второго премоляра как опорного зуба)		✓		
Мостовидные протезы на 3 единицы			✓	
Коронки и мостовидные протезы (решения для облицовки каркаса ZrO2)		✓	✓	
Гибридные абатменты		✓		
Гибридные абатменты-коронки		✓		
Каркасы коронок		✓	✓	
Блокированные каркасы коронок			✓	
Мостовидные протезы большой протяженности			✓	
Временные коронки				✓
Временные мостовидные протезы (макс. 2 ед.)				✓
Временные гибридные абатменты-коронки				✓

CAD/CAM-партнер

Обработка блоков должна производиться в авторизованной системе CAD/CAM.
В зависимости от системы CAD/CAM существуют ограничения показаний.
Более подробную информацию см. в интернете на веб-сайте www.ivoclarvivadent.com

Дата составления: 2017-04/Rev. 1

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60


ivoclar
vivadent®
passion vision innovation