

Создает НОВЫЙ ЭТАЛОН простоты управления



Все программы Ivoclar Vivadent уже загружены на заводе и разделены на различные группы материалов.

Простота и удобство работы

Programat P310 отличается исключительной простотой управления для пользователя. Желаемую программу можно быстро набрать на цветном экране с высоким разрешением и активной матрицей, а также через надежную пленочную клавиатуру. Наглядное меню имеет четкую структуру и состоит из иконок, которые одним щелчком приводят к программе или к желаемой настройке.

OSD- индикатор выполнения процесса

Цветовой индикатор OSD (Optical Status Display) информирует посредством различных цветов об актуальном состоянии выполнения программы. Они различимы даже с большого расстояния.



Несъемное протезирование

Programat® - составляет часть категории продуктов «Несъемное протезирование». Продукты этой категории охватывают всю процедуру изготовления несъемных протезов – начиная от изготовления временных конструкций до средств по уходу за реставрациями. Продукты оптимально скоординированы между собой и могут успешно применяться на практике.



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ:

Зубы

Выразительная эстетика



Универсальность, долговечность, простота применения

- Самая современная форма зубов
- Новейшие материалы для любых показаний
- Доступны для различных цветовых систем

Система IPS InLine®

Универсальная металлокерамика



С системой к успеху

- простота любого варианта применения
- быстрое достижение желаемых результатов
- прекрасная цветопередача

Вы хотели бы узнать больше о продуктах категории «Несъемное протезирование»?

Просто свяжитесь представителем компании Ivoclar Vivadent или посетите сайт www.ivoclarvivadent.com, чтобы получить больше информации.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ООО «Ивоклар Вивадент»
Россия | Москва | 115432 Проспект Андропова 18,
корп. 6, офис 10-06
Тел.: +7 (499) 418-03-00
Факс: +7 (499) 418-03-10
info.ru@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.ru

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Programat® P310

Простая в использовании печь
для обжига керамики

Экономичные и высококачественные результаты обжига



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Самый ЭКОНОМИЧНЫЙ Programat® всех Времен

Надежность

Печи для обжига и прессования фирмы Ivoclar Vivadent имеют многолетнюю историю успеха. С 1976 года компания производит печи для обжига и убеждает своих клиентов высоким качеством этого продукта. Эти печи многократно доказывали свою эффективность в ежедневной практике по всему миру.

Инновационно и экономично

Programat® P310 был разработан на основе печи Programat® P300 и дополнен большим количеством практических инноваций. Это делает печь еще более экономичной.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ



- Большой столик для охлаждения
- Встроенный держатель цанги
- Режим работы для больших лабораторий
- Ручная калибровка с серебряной пробой
- Различные вспомогательные программы
- 300 индивидуальных программ обжига
- Ассистент параметров вакуума (VPW)



Другие особенности

Технология муфеля QTK2 с SiC рефлектором

Новый муфель QTK2 в сочетании с рефлектором SiC обеспечивают равномерное распределение температуры, позволяя достичь превосходных результатов обжига.

Функция защиты от термошока Thermo Shock Protection (TSP)

Функция TSP защищает керамику от термического шока, если головка печи закрывается при слишком высокой температуре.

Вакуумная технология двойного вентиля

Эта технология обеспечивает управление вакуумным насосом со сниженным уровнем шума. Через вакуумный насос влага из вакуумного шланга и камеры обжига выводится наружу.

Подключения LAN и USB

Эти разъемы позволяют подсоединять такие устройства как принтер, USB-накопитель и наружные жесткие диски. Также можно проводить обновление программного обеспечения через USB-накопитель.

Система защиты от перепадов напряжения в электросети (Power Fail Save)

При кратковременных сбоях в электросети до 10 секунд позволяет продолжать выполнение программы, без ее прерывания.

Съемная головка печи

Большое удобство при сервисном обслуживании и транспортировке благодаря съемной головке печи.

Удаленная диагностика посредством электронной почты

Для технической поддержки нажатием кнопки можно создать диагностический файл данных, который удобно посылать в сервисную службу по электронной почте.



Programat® ИСТОРИЯ УСПЕХА

Экономичный
Эффективный
Ориентированный
на будущее



Клавиша Standby для экономии электроэнергии

Эффективное использование энергии, а также ответственное расходование ценных ресурсов приоритет фирмы Ivoclar Vivadent. Поэтому печь Programat P310 оснащена новой технологией энергосбережения Power Saving Technology. Благодаря ей, в режиме Standby Вы экономите до 40 процентов электроэнергии, сокращая тем самым свои расходы, а также помогая сохранить окружающую среду. Ищите знак „Power Saving Technology“ на задней стенке прибора.

Экономить электроэнергию просто

Просто нажмите на кнопку „Power Saving“, если прибор в ближайшее время не будет использоваться. Печь сразу же перейдет в режим энергосбережения.

Технические данные

Сетевое подключение	110-120 В, 50-60 Гц 200-240 В, 50-60 Гц Допустимые перепады напряжения в сети ±10%
Максимальное потребление тока	12 А при 110-120 В 8.5 А при 200-240 В
Данные для вакуумного насоса	Максимальная мощность 250 Вт Конечный вакуум: < 50 мбар Использовать только проверенные насосы
Размеры закрытой печи	Глубина: 455 мм Ширина: 315 мм/390 мм (со столиком для охлаждения) Высота: 315 мм
Полезная площадь камеры обжига	Диаметр: 90 мм Высота: 80 мм
Максимальная температура обжига	1200 °C
Вес	15,4 кг
Техника безопасности	Печь была сконструирована в соответствии со следующими нормами: – IEC 61010 – UL и CAN/CSA
Радиозащита/ Электромагнитная совместимость	Проверено EMC

Объем поставки

Programat P310
Сетевой кабель
Вакуумный шланг
Подставка для объектов обжига Programat
SiC столик для обжига Programat
Трегеры для объектов обжига Kit 2 Programat
Набор для контроля температуры
Запасные предохранители
USB кабель
Programat USB-накопитель
салфетка для очистки дисплея Programat
Держатель цанги

Рекомендуемые принадлежности

(не входят в объем поставки)

Вакуумный насос VP4
Цанга для объектов обжига



VP 4

