

Dura-White

камни из оксида алюминия со стеклянной связкой

Ни один инструмент не справится с финирированием эмали, стеклоиономерных цемента, композитов, керамики и культи зуба так, как камни Dura-White состоящий из мелких зерен оксида алюминия. Арканзасский камень идеально сбалансирован и подходит для очень тонкой отделки и сглаживания различных стоматологических материалов.



Форма	CN1	CY2	FL1	FL2	FL3	IC4	KN1	RD1	RD2	RE1	TC1	TC4
№ по ISO	060	025	030	025	030	045	050	030	024	062	020	040
HP	0201		0202	0203	0204	0205		0207	0208	0209	0210	0211
CA	0221		0222	0223	0224			0227	0228	0229	0230	
FG	0241	0243	0240	0244			0246	0247	0248		0249	



Форма	WH1	WH4
№ по ISO	060	060
HP		0212
CA		
FG	0250	



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точное центрирование
- Низкий уровень вибраций при шлифовании
- Равномерность финирирования
- Экономичность
- Высокая стабильность по режущему краю
- Продолжительный срок службы
- Большой выбор форм

Показания

■ В КАБИНЕТЕ

Финирирование и очень мелкая обработка таких материалов, как композиты, стеклоиономерные пломбировочные материалы, керамика, эмаль зуба, например, сглаживание коронковой части после контурирования алмазными

■ В ЛАБОРАТОРИИ

Очень мелкое контурирование и тонкая финишная обработка керамических и композитных реставраций

Область применения

Подходит для обработки следующих материалов: керамика, композит, компомер, твердые ткани зуба, стеклоиономерный цемент

Номер	Кол-во	Изделие
0201-0250	12 шт.	Камни Dura-White: Хвостовик HP, CA, FG



Об./мин. Реком.: 5 000-20 000 / макс: 30 000 / УН: 2 Н