

Dura-Green

карборундовые камни с керамической связкой

Камни Dura-Green изготовлены из высококачественного карбида кремния. Они исключительно хорошо подходят для быстрого контурирования и финирирования керамики, композитов, благородных сплавов и амальгамы без образования сколов.



В зуботехнической лаборатории при наличии большого количества инструментов разных форм можно максимально точно воспроизводить все индивидуальные характеристики поверхностной текстуры фронтальных зубов и их вертикальных и горизонтальных структур.

В стоматологическом кабинете камни Dura-Green позволяют быстро и без каких-либо затруднений выполнить контурирование и финирирование пломб, изготовленных из любого современного материала.

■ Для очистки камня Dura-Green и придания ему необходимой формы можно использовать инструмент Abrasives Dresser.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точная концентричность
- Низкий уровень вибраций
- Равномерность препарирования
- Объем связки точно соответствует размеру частиц
- Продолжительный срок службы
- Оптимальные абразивные свойства

Показания

- В КАБИНЕТЕ
Контуринрование и финирирование керамики, композитов, драгоценных металлов и амальгамы
- В ЛАБОРАТОРИИ
Контуринрование и финирирование керамики, непрямых композитных и металлических реставраций

Сфера применения

Подходит для работы со следующими материалами: керамика, композит, благородные сплавы и амальгама



Форма	CN1	CN2	CY2	CY3	FL1	FL2	FL3	FL4	FL5	IC1	IC2	IC3
№ по ISO	024	037	025	028	030	025	030	045	065	030	032	050
HP 12 шт.	0002		0006	0007	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016
HP 72 шт.						HG10				HG14		HG16
CA 12 шт.	0052	0053			0059	0060	0061	0062				0066
FG 12 шт.	0101		0103			0104					0105	



Форма	IC4	IC5	IC6	IC7	IC9	KN1	KN3	KN4	KN5	KN7	PC1	PC2
№ по ISO	045	070	065	125	135	050	070	080	060	125	030	050
HP 12 шт.	0017	0018	0019	0020	0022	0023	0025	0026	0027	0029	0030	0031
HP 72 шт.		HG18		HG20	HG22					HG29		
CA 12 шт.											0080	0081



Форма	RD1	RD2	RD3	RD4	RE1	RE2	TC1	TC2	TC3	TC4	WH1	WH3
№ по ISO	030	024	036	050	062	062	020	025	030	040	040	065
HP 12 шт.	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0039	0040	0041	0042	0043	0045
HP 72 шт.										HG42		
CA 12 шт.	0082	0083	0084		0086		0089	0090		0092		0095
FG 12 шт.	0107	0108					0109				0110	



Форма	WH4	WH5	WH6
№ по ISO	060	065	130
HP 12 шт.	0046	0047	0048
HP 72 шт.			HG48
CA 12 шт.	0096		0098



Об./мин. Реком.: 5 000-20 000 / макс: 30 000 / УН: 3-5 Н

Номер	Кол-во	Изделие
0002-0098	12 шт.	Камни Dura-Green: Хвостовик HP, CA
0101-0110	12 шт.	Камни Dura-Green: Хвостовик FG
HG10-HG48	72 шт.	Камни Dura-Green: Хвостовик HP

Примечание: изделия не предназначены для обработки керамических сплавов.