

# ТАБЛИЦА КОМБИНИРОВАНИЯ

		Передние зубы		Боковые зубы	
		SR Phonares® II		SR Phonares® II	SR Phonares® II
		Верхняя челюсть	Нижняя челюсть	Тип Верхняя/нижняя челюсть	Lingual Верхняя/нижняя челюсть
Small (Малые)	Округлые (Soft)	S61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
		S71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
		S81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3, LU5 / LL5
	Выраженные (Bold)	B61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
		B71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3
		B81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
MEDIUM (Средние)	Округлые (Soft)	S62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5
		S72	L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		S82	L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
	Выраженные (Bold)	B62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		B72	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		B82	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
LARGE (Большие)	Округлые (Soft)	S63	L54, L55	NU5 / NL5	LU6 / LL6
		S73	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
		S83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
	Выраженные (Bold)	B63	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
		B73	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
		B83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6

Эта таблица комбинирования дает ориентировочные рекомендации. В случае особых анатомических условий возможны отклонения.

## Учебный центр Ivoclar Vivadent



Всегда быть на уровне современных научных знаний – признак вашей компетентности! Ivoclar Vivadent поддержит вас в этом и предоставит вам не только знания о специфике продуктов, но и ноу-хау их применения, необходимые для современной практической стоматологии. Учебный центр Ivoclar Vivadent ICDE в городе Шяан постоянно проводит курсы для обучения и повышения квалификации.

**Узнайте подробнее о наших курсах!**

**Доступность продукции может меняться в зависимости от страны.**

CE 0123  
ISO 22112:2017

ООО «Ивоклар Вивадент»  
www.ivoclarvivadent.ru  
Россия | Москва | 115432  
Проспект Андропова  
Д. 18, корп. 6, офис 10-06  
Тел.: +7 499 6833300  
info.ru@ivoclarvivadent.com

ivoclar  
vivadent®