

Ceramisté

для обработки керамики и эмали

Силиконовые полиры Ceramisté разработаны специально для полировки керамических конструкций и зубной эмали. В набор Ceramisté входят полиры Ceramisté Standard, Ceramisté Ultra и Ceramisté Ultra II, предназначенные для выполнения всех этапов полировки.



Об./мин. Реком.: 10 000-12 000 / макс. хвостовик FG: 15 000; макс. другие: 20 000 / УН: 1 - 2 Н

ПРЕИМУЩЕСТВА

Три скоординированных этапа полировки

Оптимальное соотношение скорости и усилия нажима

Регулируемость

Низкий уровень вибраций во время полировки

Продолжительный срок службы

Полировочная паста не требуется



| | Форма | Пуля | Кубок | Линза | Колесо | Мидиконус | KN7 | PC2 | WH6 | Несмонт. колесо |
|----------------------------------|----------|------|-------|-------|--------|-----------|------|------|------|-----------------|
| | № по ISO | 040 | 065 | 090 | 090 | 060 | 125 | 050 | 120 | 220 |
| Standard (Vorpolieren) | HP | | | | | | 0261 | 0262 | 0263 | 0451 |
| | CA | 0251 | 251A | 0252 | 0253 | 253A | | | | |
| | FG | | | | | 253B | | | | |
| Ultra (Polieren) | HP | | | | | | 0264 | 0265 | 0266 | 0452 |
| | CA | 0254 | 254A | 0255 | 0256 | 256A | | | | |
| | FG | | | | | 256B | | | | |
| Ultra II (Hochglanz) | HP | | | | | | 0267 | 0268 | 0269 | 452A |
| | CA | 0257 | 257A | 0258 | 0259 | 259A | | | | |
| | FG | | 257B | | | 259B | | | | |

Показания

Планомерное полировка керамики и зубной эмали до зеркального блеска в три этапа:

- Предварительная полировка Ceramisté Standard
- Полировка Ceramisté Ultra с желтой полоской на хвостовике
- Полировка до зеркального блеска Ceramisté Ultra II с белой полоской на хвостовике

| Номер | Кол-во | Изделие |
|------------------|--------|---|
| 0251-0269 | 12 шт. | Ceramisté Standard, Ultra, Ultra II формы: KN7, PC2, WH6, хвостовик HP |
| 251A-259A | 12 шт. | Ceramisté Standard, Ultra, Ultra II формы: кубок, линза, колесо, хвостовик CA |
| 253B-259B | 12 шт. | Ceramisté Standard, Ultra, Ultra II формы: кубок, мидиконус, хвостовик FG |
| 0451, 0452, 452A | 12 шт. | Ceramisté Standard, Ultra, Ultra II форма: несмонтированное колесо |