



# ДВУХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ.

## Фронтальная группа NEW ACE

### ■ ВЕРХНИЕ

	A	B	C
▲ T1	42.6	7.6	10.4

▲ T2	41.9	7.6	9.9
------	------	-----	-----

▲ T3	45.1	8.2	11.4
------	------	-----	------

▲ T4	45.0	8.1	10.7
------	------	-----	------

▲ T5	46.5	8.4	11.3
------	------	-----	------

▲ T6	48.2	8.6	11.6
------	------	-----	------

▲ TL4	44.7	8.5	10.9
-------	------	-----	------

▲ TL5	46.9	8.8	11.1
-------	------	-----	------

▲ TL6	49.4	9.1	11.7
-------	------	-----	------

▲ TL7	51.7	9.5	12.3
-------	------	-----	------

▲ S2	43.0	7.7	9.5
------	------	-----	-----

▲ S3	43.9	8.1	9.8
------	------	-----	-----

■ S4	45.1	8.0	10.6
------	------	-----	------

■ S5	47.5	8.5	10.5
------	------	-----	------

■ S6	47.7	8.8	11.4
------	------	-----	------

■ S7	49.9	9.3	12.6
------	------	-----	------

■ S8	52.3	9.8	12.9
------	------	-----	------

■ SS2	41.9	7.8	9.1
-------	------	-----	-----


■ SS3	44.3	8.0	9.0
-------	------	-----	-----

● O2	41.4	7.3	9.3
------	------	-----	-----

● O3	44.1	8.0	10.0
------	------	-----	------

● O4	46.6	8.4	10.0
------	------	-----	------

● O5	48.8	8.7	10.4
------	------	-----	------



ОТТЕНКИ

16 различных оттенков по шкале VITA  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Фронтальная группа NEW ACE		A	B	C
НИЖНИЕ		A	B	C
L2		32.3	4.9	8.5
L3		32.7	5.1	8.9
L4		33.5	5.3	9.4
L5		32.9	5.2	9.2
L6		33.9	5.2	9.7
L7		36.0	5.5	9.9
L8		36.4	5.5	10.4
L9		37.9	5.8	10.4
L10		40.0	6.1	11.1
L11		41.9	6.4	11.4
S3L		32.6	5.0	8.3
S4L		34.3	5.2	8.7

Таблица соответствия

Фронтальные	Боковые
NEW ACE	New Million
Верхние	
Нижние	
T1	M30
T2	M30
T3	M32
T4	M30
T5	M32
T6	M32
TL4	M33
TL5	M33
TL6	M33
TL7	Фасон отсутствует
S2	M30
S3	M30
S4	M32
S5	M32
S6	M32
S7	Фасон отсутствует
S8	Фасон отсутствует
SS2	M28
SS3	M30
O2	M28
O3	M30
O4	M32
O5	M32

ОТТЕНКИ

16 различных оттенков по шкале VITA  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4




# ОДНОСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ.

Однослойные акриловые зубы

NEW MILLION posterior

	A	B
M28	28.2	8.0
M30	29.8	7.5
M32	30.6	8.3
M33	31.7	8.3
M34	31.4	8.4
	33.7	8.4
	33.0	9.3
	34.7	8.9
	34.0	9.5
	35.9	9.2



A	B
---	---

ОТТЕНКИ

16 различных оттенков по шкале VITA  
VITA является зарегистрированной торговой маркой компании Vita Zahnfabrik GmbH